

i-CHROMA® CRP

Kostnadseffektiv CRP analys



Med ichroma avläsare kan du analysera CRP-test snabbt, tyst och effektivt. Både kapillärblod, venöst helblod resp. serum/plasma kan användas. ichroma avläsare är enkel att använda, har god precision och noggrannhet. Reagensen finns i kit om 25 tester och kan förvaras i rumstemperatur i 1 månad. Hållbarheten i kyl är 20 månader.



ichroma är en multi-immunoanalys-avläsare och f.n. finns ett 30 tal biomarkörer att analysera. Alla analyser är baserade på immunologisk fluorescens metoden. ichroma och CRP -test är SKUP utvärderat med goda resultat.

- **Liten blodmängd**
- **Stort mätområde**
- **LIS anslutning**
- **Snabb & tyst**
- **Kostnadseffektiv**
- **SKUP testat**

TEKNISKA DATA

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Mätområde: | 3 -300mg/l |
| Provmaterial: | Helblod,serum och plasma |
| Provolym: | 10µl |
| Analystid: | 2 minuter |
| Metod: | Immunologisk fluorescens |
| Minne: | 100 resultat |
| Storlek: | 185 x 80 x 250 mm |
| Vikt: | 1,3 kg |
| Skrivare: | Tillval |
| Interface: | LIS/HIS via RS232 |
| Strömförsörjning: | 100 - 240V AC 50-60Hz |

| Art.nr. | Artikel | Antal/frp |
|--------------|---------------------------------------|-----------|
| FR203 | Avläsare CRP i-chroma | 1 |
| FR203 CRP/25 | CRP tester kompl. m buffer inkl. chip | 25 |
| CFPO-2 | Kontroll CRP ichroma | 1 |
| FR200PRI | Skrivare ichroma | 1 |