

## Dämpande hörtelefoner

Om man inte har tillgång till hörselbur när man tar audiogram bör man ha en hörtelefon som har en god dämpning av bakgrundsljudet. PD-8103 från Holmco har mycket goda dämpningsegenskaper c:a 16 dB vid 250 Hz och c:a 43 dB vid 8000 Hz.



## E·A·RTone instickstelefoner

Ännu bättre dämpning har E·A·RTONE instickstelefoner. Hela 31 dB vid 250 Hz och c:a 43 dB vid 8000 Hz. De tidigare E·A·RTONE 3A och E·A·RTONE 5A har numera ersatts av ER3C, som uppfyller elsäkerhetskraven. Dessa använder engångsproppar som man för in i hörselgången, precis som de traditionella gula hörselskydden.



Engångsproppar till dessa finns i 5 storlekar, 3,5 mm, 4 mm, 10 mm, 13,5 mm och 18 mm. Propparna levereras i olika förpackningsstorlekar. Kontakta oss för prisuppgift på den förpackning som bäst passar ditt behov.

Engångspropparna ger även fördelarna att man **kommer från problemet med sammanfallande hörselgångar** som man finner hos en del personer. Man **minskar även behovet av maskering** vid sidoskillnad eftersom överhörningen mellan öronen dämpas med ända upp till 70-95 dB. Man har även **hygieniska fördelar** eftersom man arbetar med engångskuffar och därmed minskar risken för överföring av smittämnen mellan testpersoner.



Slangar, nipplar och kablar finns naturligtvis också som reservdelar till dessa hörtelefoner.

## Svarsknapp "universal"

Svarsknapp som passar till de flesta audiometrar. Skulle Er audiometer ha en annan kontakt än den som är standard kan vi enkelt byta kontakten.



## Kuffar till tympanometrar och OAE

Det finns nästan lika många modeller på kuffar som det finns tympanometer- och OAE-tillverkare. Kontakta oss för att få rätt typ till din utrustning. Har vi den inte på lager kan vi i de allra flesta fall få hem på några dagar.



## Otoskop, pannlampor och örontrattar

Vi har även pannlampor och otoskop från Welch Allyn, samt örontrattar till ett flertal olika otoskop från de ledande tillverkarna. Kontakta oss för ytterligare information.



## Skrivarpapper

Har Er apparat en inbyggd skrivare är det nästan säkert att den använder termopapper. Meddela oss storleken på rullen (pappersbredd och diameter på en ny rulle) eller vilken apparat den sitter i, så kan vi hitta rätt papper till Er, till överkomliga priser. Levereras i förpackningar om 5 rullar.



## Munstycken till Spirometrar

Vi har ett flertal olika storlekar på dessa engångsmunstycken av modellen papprör. Ange måtten, eller vilken spirometer dom skall användas till, så tar vi fram rätt storlek till Er. Vi är även servicecenter för Spirare USB-spirometer och EasyOne spirometer och kan utföra de flesta reparationer här på vår verkstad istället för att behöva skicka dem till fabriken i Schweiz.



## Hörselburar

Om man inte har tillräckligt tyst omgivning för att kunna utföra hörseltester med en screeningnivå på 0 dB, vilket är den nivå vi rekommenderar inom företagshälsovården, bör man definitivt ha en hörselbur där testpersonen sitter bättre isolerad från störande bakgrundsljud.

Vi har hörselburar från spanska Sibelmed och från italienska PUMA. Kontakta oss för information om storlekar, dämpning och priser.

