

Hörselbur för audiometri S40

SIBELMED's hörselburar har konstruerats av SIBEL's utvecklingsavdelning, där man har använt de senaste ljudisoleringsmaterialen. Detta val har möjliggjort en reduktion av vikten samtidigt som ljuddämpningen har förbättrats, precis som utseende och funktionalitet. Utsidans yta är tillverkad av tvättbara paneler. Inuti är burarna försedda med ett behagligt ljus och upplevs som mycket bekväma. Den sofistikerade konstruktionen möjliggör snabb och enkel montering, utan att man behöver vara specialist.



Konstruktionsprocessen, tillverkningsprocessen och supportprocessen uppfyller kraven enligt ISO 9001:2008, EN 13485: 2003 + AC:2007 kvalitetsstandard, och de medicinska direktiven enligt MDD 93/42/CEE.

Hörselbur för audiometri S40

Olika modeller:

Artikelnummer	Modell	Dimensioner
01634	S40 - A	90 x 90 x 215 cm *
01636	S40 - B	110 x 110 x 215 cm
01637	S40 - C	125 x 125 x 215 cm
01639	S40 - D	85 x 72 x 187 cm
01640	S40 - E	135 x 135 x 215 cm**
07107	S40 - F	Dimensioner efter kundönskemål



-  Dämpning 47 dB 3dB at 10000 Hz. Genomsnittlig dämpning Dpw 32 dB 3dB (i enlighet med IEC 717-1).
-  Tillgängliga tillbehör: USB och RS232 anslutning, hjul, specialpanel på insidan, ramp för rullstol...
-  Ungefärlig vikt: 265 kg*
-  Ungefärlig vikt: 340 kg**
-  Specialmodell för mobile enheter med specialhärdat glas i fönstret enligt standarden 43R (D modellen)
-  Ventilation: icke-forcerad ventilation
-  Fönster: Dubbla glasskivor
-  Standarder: IEC 60601-1, ISO 8253-1, ANSI S3.1
-  Nätspänning: ~ 220 V - 50/60 Hz (andra varianter finns)
-  Effektförbrukning: 50 W (maximal belastning 500 W)
-  Kan anpassas till vilken audiometer som helst



AS5



Sibelsound 400

SIBELMED AUDIOMETRAR



SÍBEL, S.A. Rosselló 500, 08026 Barcelona (SPAIN)

National sales: Tel. +34 93 436 00 08 e-mail: comercial@sibelgroup.com

International sales: Tel.+34 93 436 00 07 e-mail: export@sibelgroup.com

Post sales service: +34 93 433 54 50 e-mail: sat@sibelgroup.com

Fax: +34 93 436 16 11

SÍBEL, S.A. ingår i  Sibel GROUP
www.sibel.com · www.sibelgroup.com



JHE MedTech AB

Yddingevägen 7, 233 94 Svedala

Tel./Fax: 040-48 11 40

E-post: info@jhe-medtech.se

Web: www.jhe-medtech.se

 MedTech AB